



Fund Univ Fed C Saude Porto Alegre
Karine Zimmer
R Sarmiento Leite 245
Centro Historico
PORTO ALEGRE - RS
90050-170
BRASIL

Carl Zeiss do Brazil Ltda.
Rod Antonio Heil 1001 KM01
Armz G11 Itajaí,SC
88316-001

Contato do cliente

Nome: Karine Zimmer
Telefone: 51 3303 9000
Fax:
E-mail: karinerz@ufcspa.edu.br
Data: 01/06/2022
Página: 1 de 4

Proposta

Proposta Nº: 7760831542
Cliente Nº: 898814

Na qualidade de representante exclusivo no Brasil, da empresa Carl Zeiss Alemanha, temos o prazer de oferecer:

ESTEREOMICROSCÓPIO TRINOCULAR COM MAGNIFICAÇÕES ENTRE 8 E 80 X, ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA LED PARA CAMPO CLARO E ESCURO, ILUMINAÇÃO REFLETIDA COM SPOT LED EM SUPORTE TIPO PESCOÇO DE GANSO, CÂMERA DIGITAL COLORIDA PARA MICROSCOPIA DE 5 Mb, CAPA DE PROTEÇÃO, MODELO STEMI305, MARCA CARL ZEISS, COMPOSTO POR:

Item	ID do produto / Descrição do Produto	Quant.
10	491903-9880-010 Microscopio estereo Stemi 305 Consisting of the following items:	1 PC
20	435063-9010-000 "Corpo do Estereomicroscópio Stemi 305 Trinocular - Sistema optico tipo Greenough - Saida para câmera com Visualização fixa 50vis:50doc à esquerda e adaptador tipo C-Mount 0,5x - Zoom operável manualmente 5:1 (0,8x...4,0x) em ambos os lados - Zoom fixo com sistema de parada tipo Clickstops 0,8x-1x-2x-3x-4x - Distância de trabalho livre 110 mm - Ângulo de visão 45° com distância interocular ajustável 55...75 mm - Suporte para ocular 30 mm com campo máximo de 23 mm - Suporte D=76 mm para montagem Stemi/Suporte S - Interface D=66 mm para os iluminadores - Rosca M52 para ótica frontal ou analisador - Iluminação integrada semi vertical por LEDs (IVI) para suportes K EDU/LAB/MAT, suporte M LED, controlador K LED Adicionalmente incluído:	1 PC



	- Oculares 10x/23 Br. focalizáveis. - Cabo RJ12"	
30	435263-9200-000 "Lente frontal 3 2,0x FWD 43 mm - Rosca M49x0,75 para analisador - Adaptador d=58 mm a D=66 mm "	1 PC
40	444801-0000-000 Protetor para ocular	2 PC
50	435425-9000-000 "Estativa K EDU - Base da Estante dimensões C310xL200xA35 mm - Superfície de trabalho L195xC160 mm - Interfaces d=84 mm para platinas e d=45 mm para o polarizador TL - Coluna 250 mm com ajuste de foco e alça, alcance de elevação 145 mm - Suporte para Stemi d=76 mm, capacidade de carga 5 Kg, Fixação ajustável - Transiluminação com LEDs embutido, campo claro/campo escuro, comutável - 2x tomadas para IVI e iluminador K LED - Controles RL/TL separados para on/off/potência - Fonte alimentação integrada 12V DC 24W/100...240V AC/50...60Hz - Placa de vidro e plástico a P/B D=84x5 mm - Cabo eléctrico específico do país EURO C8 - Capa de proteção "	1 PC
60	435525-9010-000 "Iluminador com foco unico de luz K LED - Guia de iluminação com foco único de luz para epi-iluminação em campo claro e de campo escuro - Rosca M24x0,5 para polarizador - Altura ajustável, inclinável, com zoom - Para estativas K EDU/LAB/MAT ou estativas M LED "	1 PC
65	426540-9901-000 "AxioCam ERc5 - Câmera digital colorida para microscopia Inclui: Software driver 64 bits, cabo USB 2.0 Y com 2 m Sensor: CMOS Micron MT9P031, 5 Megapixels, colorido Resolução: 2560 (H) x 1920 (V) - 5.0 Megapixel Tamanho de pixel: 2,2 µm x 2,2 µm Tamanho de sensor: 5,7 mm x 4,28 mm, equivalente a 1/2,5" (diagonal de 7,1 mm) Interfaces: USB 2.0, RJ45 e HDMI"	1 PC
70	435063-8044-008 KGA Stemi 305 Quick Start	1 PC



Proposta N°:	7760831542
Data:	01/06/2022
Página:	3 de 4

80	435063-7144-010	1 PC
	GA Stemi 305 DE/EN	
90	435063-6144-008	1 PC
	GA GS Stemi 305/508	
95	000000-0527-105	1 PC
	Mains cable for Brazil, 2.00 m long, Straight on the device side, black	
100	000000-2466-489	1 PC
	Software DVD91 ZEN3.4 BLUE	
105	000000-2431-812	1 PC
	Software DVD90 ZEN CORE 3.2	
110	000000-1370-927	1 PC
	Frete, Seguro e Instalação	

Subtotal	34.227,00 BRL
TOTAL	34.227,00 BRL

Proposta com valor em reais. O preço descrito acima está calculado com base no INCOTERM CIF.

De acordo com os regulamentos de controle de exportação aplicáveis, incluindo as disposições do direito europeu e dos Estados Unidos da América em matéria de controle de exportação, esta cotação só entrará em vigor no caso de um embargo, se esse embargo for removido, ou, caso uma venda esteja sujeita a uma licença, só será efetiva se forem concedidas todas as licenças oficiais necessárias. Se o acordo não entrar em vigor com base nos regulamentos de controle de exportação aplicáveis, deve-se excluir qualquer reclamação contra a nossa parte, especialmente reclamações por danos.



Proposta N°:	7760831542
Data:	01/06/2022
Página:	4 de 4

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

Validade da proposta: 10 (dez) dias a partir da data de emissão.

Prazo de entrega: 180 (cento e oitenta) dias após confirmação/colocação do pedido pela Carl Zeiss.

Pagamento: Antecipado.

Obs.: A aceitação do pedido está sujeita a análise de crédito do cliente.

NOTA: Os Impostos Informados Na Proposta São Para Simples Referência E Podem Sofrer Alterações Na Emissão Da Nota Fiscal(NF).

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Esta proposta foi elaborada baseada nos dados cadastrais e endereço de entrega indicados acima. Situações que exijam entrega em um ESTADO DIFERENTE DO INFORMADO PARA FATURAMENTO estarão sujeitas à nova análise tributária que poderá ensejar na revisão do valor da proposta. Caso seja esse o caso, é esperado que tal revisão seja solicitada à ZEISS antes do fechamento do negócio, ficando então essa proposta invalidada.

DADOS DE FATURAMENTO:

Carl Zeiss do Brasil Ltda
Rodovia Antonio Heil, 1001 KM 01 ARMZ G11, Itaipava
CEP 88316-001 Bairro: Itaipava – Itajaí/SC
CNPJ: 33.131.079/0007-34
I.E.: 260.186.643

GARANTIA:

De 12 (doze) meses a contar da instalação ou 15 meses a contar da liberação para o embarque, o que ocorrer primeiro contra defeitos de fabricação, excetuando-se artigos considerados de consumo.

Após o período de garantia, será oferecido um Contrato de Manutenção a ser executado pelo Departamento de Assistência Técnica da Carl Zeiss do Brasil, por técnicos especializados em todos os equipamentos ofertados.

INSTALAÇÃO:

A embalagem do produto apenas poderá ser aberta na presença de um profissional da Carl Zeiss do Brasil Ltda.

Após a entrega do equipamento, o cliente deverá entrar em contato com a Carl Zeiss do Brasil através do e-mail: relacionamento@zeiss.com para agendamento da instalação e/ou treinamento.

Atenciosamente.

CARL ZEISS DO BRASIL LTDA.

Leonardo Pereira
PEBRISUL - Representações Comerciais Ltda.
Representante Autorizado Carl Zeiss (Região: RS)
Cel.: (51)99774-3562 Telefone/WhatsApp:
(51)3346-1008
E-mail: leonardo@pebrsul.com.br