

fornecer nutrientes através de uma dieta líquida (geralmente em pó reconstruída com água) e administração de medicamentos via oral (VO). Possui radiopacidade, ou seja, é visível ao raio-x (exame necessário para confirmação da posição final da sonda) e possui um fio guia para auxiliar na introdução (que geralmente só é removido após confirmação de posição por exame de raio-x).

Diferenciais:

Quais os benefícios da sonda nasoenteral para alimentação com fio guia SOLUMED?

- Apresentado no tamanho 8 FR x 60 cm;
- Indicado principalmente para suporte na terapia alimentar enteral;
- Possui duas vias de entrada;
- Graduada ao longo de sua extensão;
- Conta com um fio guia que auxilia na introdução da SNE;
- Confeccionada de material atóxico e biocompatível;
- Seu tubo é flexível feito de poliuretano;
- O peso distal (extremidade que fica localizada no interior do estômago ou intestino delgado) é formado por ogiva em PVC preenchida com esferas de aço inox;
- Conector proximal (extremidade externa) em forma de Y em PVC com duas entradas distintas (podendo ser aplicado dietas e medicações);
- Embalada em papel grau cirúrgico;
- Estéril por óxido de etileno (ETO);
- Tonalidade de cor branco em sua extensão;
- Sonda radiopaca para visualização em raio-x.

Modo de Usar:

A passagem ou introdução da sonda nasoenteral SOLUMED deve ser realizada apenas por enfermeiros capacitados, seguindo as técnicas adequadas. Deve-se realizar testes confirmatórios de posição, como ausculta e raio-x abdominal.

Higiene e Conservação:

- Armazenar e transportar o produto em sua embalagem original, em local seco, arejado e protegido da luz do sol;
- Evitar o contato com umidade excessiva;
- Conservar em temperatura ambiente (15 - 30C);
- Conservar na embalagem original;
- Manter o produto lacrado até o seu uso.

Informações sobre o produto:

Contraindicações:

Não utilizar a embalagem para outros fins;
Manter afastado de temperaturas extremas;
Manusear o produto com cuidado, para prevenir possíveis danos;
Devem ser acondicionadas em caixa de papelão;
Produto de uso único;
Proibido reprocessar;
Estéril - esterilizado por óxido de etileno;
Antes de usar, leia atentamente as instruções de uso;
Não utilizar se estiver fora do prazo de validade;
Não utilizar caso a embalagem estiver violada, rasgada ou molhada.

- Acompanha fio-guia em aço inox para facilitar a colocação da sonda.
- Desenvolvida para proporcionar conforto e segurança na alimentação enteral dos pacientes impossibilitados de receberem sua dieta por meio tradicional.
- Produzidas em Poliuretano, são flexíveis e adaptam-se facilmente à anatomia do paciente permitindo uma introdução suave e sem traumas.
- São resistentes e suportam longos períodos em contato com a acidez do suco gástrico sem perder suas propriedades elásticas, podendo permanecer em uso por até quatro meses no paciente.
- Esterilizadas em óxido de etileno.
- Tamanho: 06 FR /08 FR /10 FR
- Sonda com linha radiopaca
- Marcada em toda a sua extensão
- Tamanho: 120 cm



[Início](#) > [HOME CARE](#) > [SONDA ALIMENTACAO ENTERAL C/GUIA SOLUMED](#)

SONDA ALIMENTACAO ENTERAL C/GUIA SOLUMED

R\$15,00

3 x de R\$5,54

[Ver mais detalhes](#)

Tamanho

10

Departamentos

[Início](#)

[Produtos](#)

[Contato](#)

[Quem Somos](#)

Entre em contato

 5519988487401

 19 3289-2014

 medmarketbr@yahoo.com

 Francisca Resende Merciai, 125 | Barão Geraldo | Campinas/SP

Permaneça conectado

Copyright MEDMARKET MEDICAL/ROMILSON LOPES DOS SANTOS - 33262876000165 - 2023. Todos os direitos reservados.