



PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA
DONA MARGARIDA, PORTO ALEGRE/RS, CEP 90240611
Telefone: (51) 33262400
CNPJ 00.398.022/0001-51 / I.E. 0962468444

Cotação de Preços Nº **403737**
Emissão: 06/06/2022

Cliente: 130-FUND. UNIVERSIDADE FED. CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE **CNPJ/CPF:** 92.967.595/0001-77 **Vendedor:** VI - TAIS DAMIAN
Endereço: RUA SARMENTO LEITE-245 **Bairro:** BOM FIM **E-mail:** vendas06@pro-analise.com.br
Cidade: PORTO ALEGRE **Estado:** RS **Telefone:**
PRÉVIA A/C: Márcia Rosângela Wink marciawink@yahoo.com.br

Item	Código	NCM	Descrição	Und	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	%ICMS	%IPI	Valor ST (R\$)	Total C/Imp. (R\$)	Entrega D.Úteis
1	ZRQSV3BR	84212100	DIRECT-Q 3 UV SMART ULTRAPURIFICACAO ÁGUA COLETA PONTO USO PRODUÇÃO 3L/H ÁGUA TIPO III E 30L/H ÁGUA TIPO I MILLIPORE	UND	1	29.300,00	17,00	-	-	29.300,00	Imed.
2	SPR00SIA1	84212100	MODULO SMARTPAK DQ3 P/DIRECT-Q 3 MILLIPORE CARVÃO ATIVADO/OSMOSE REVERSA/TROCA IONICA (CARTUCHO 2 EM 1)	CX	1	3.800,00	17,00	-	-	3.800,00	Imed.
3	CDUFBI001	84212100	BIOPAK FILTRO FINAL P/ MILLI-Q SIMPLICITY DIRECT-Q MILLIPORE PRODUÇÃO ÁGUA APIROGENICA E LIVRE BACTÉRIAS DNase E RNase	CX	1	1.800,00	17,00	-	-	1.800,00	Imed.

Valor Total da Cotação: **34.900,00**

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

Validade da Proposta: 60 DIAS
Condição de Pagamento 30 DIAS(***Sujeito a análise de crédito)
Faturamento mínimo:

Frete: PAGO

*O prazo de entrega é estimado c/ base na posição do estoque nesta data.
Pode haver alterações quando da emissão do pedido. Solicite atualização.


Dados Bancários: BANCO DO BRASIL - Ag: 5745-2 - C/C: 26511-X

Depósito identificado. Código identificador seu CNPJ/CPF

Ao retornar aprovação desta cotação, autorizo a utilização de meus dados em cadastro interno da empresa, em conformidade com a sua "Política de Privacidade e Proteção de Dados".

OBSERVAÇÕES:

>>INSTALAÇÃO E TREINAMENTO INCLUSOS<<


EZEQUIEL LOPES

SELIC.EZEQUIEL

Cliente: 130-FUND. UNIVERSIDADE FED. CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE **CNPJ/CPF:** 92.967.595/0001-77 **Vendedor:** VI - TAIS DAMIAN
Endereço: RUA SARMENTO LEITE-245 **Bairro:** BOM FIM **E-mail:** vendas06@pro-analise.com.br
Cidade: PORTO ALEGRE **Estado:** RS **Telefone:**
PRÉVIA A/C: Márcia Rosângela Wink marciawink@yahoo.com.br

0001	DIRECT-Q 3 UV SMART ULTRAPURIFICACAO ÁGUA COLETA PONTO USO - UND PRODUÇÃO 3L/H ÁGUA TIPO III E 30L/H ÁGUA TIPO I MILLIPORE Nome do produto: Direct- Q 3 UV Sistema de Ultrapurificação de Água Descrição: Direct- Q 3 Sistema UV (C/LAMPADA UV) Qualidade da Água Ultrapura (Tipo 1): Resistividade 18,2 mohms · cm a 25 ° C Taxa de fluxo de produção Direct-Q 3 3 L / h a 15 ° C + / - 15% Vazão instantânea (com aplicação Pak filtro final)> 0,5 L / min TOC (sem lâmpada UV 185/254 nm) <10 ppb TOC (com lâmpada UV 185/254 nm) <5 ppb Partículas de tamanho (> 0,22) ** <1 Partículas / mL Bactérias ** <0,1 ufc / mL A endotoxina *** (pirógenos) <0,001 EU / ml RNases *** <0,01 ng / mL DNases *** <4 pg / mL * Em condições normais de operação Com ** expresso Millipak 20 (0,22 um) ou membrana de filtro com cartucho de ultrafiltração BioPak como polidor definitivo *** Somente com BioPak cartucho de ultrafiltração como polidor final Qualidade da Água Pura (Tipo 3): Rejeição Ionica > 96% Rejeição Orgânica para MW> 200> 99% As bactérias e partículas> 99% * Em condições normais de operação Informação do sistema: Dimensões (H x W x D) 54 x 29 x 38 cm Volume do reservatório: 6 L Alimentação de tensão eléctrica de 100-250 V + / - 10% Elétrica de alimentação de frequência 50-60 Hz + / - 10% Toque (feed) ligação de água ½ "Gaz M Toque (feed) pressão da água 0,5 a 6 bar Consumíveis: SPR00SIA1 - Mod Smartpak DQ3 Água tipo 1 Opções de filtro final: MPGP02001 - Millipak Express 20 NE
------	--

Cliente: 130-FUND. UNIVERSIDADE FED. CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE **CNPJ/CPF:** 92.967.595/0001-7 **Vendedor:** VI - TAIS DAMIAN
Endereço: RUA SARMENTO LEITE-245 **Bairro:** BOM FIM **E-mail:** vendas06@pro-analise.com.br
Cidade: PORTO ALEGRE **Estado:** RS **Telefone:**
PRÉVIA A/C: Márcia Rosângela Wink marciawink@yahoo.com.br

CDUFBI001 - Cartucho Biopak

Opções de tanque externo (uso opcional):
TANKPE030 - Tanque reservatório 30L
TANKPE060 - Tanque reservatório 60L
TANKPECKT - Kit para conexão de tanque
TANKMPK01 - Filtro para tanques

****Sistema Não Acompanha Consumíveis****



0002 Descrição: SmartPak DQ3 Purificação pacote (pré-tratamento e polimento)
Nome Comercial: SmartPak
Nome do sistema: Direct-Q 3
Tecnologia: Osmose Reversa / Carvão Ativado / Ion-Exchange
Uso do produto: O pré-tratamento de água da torneira por carvão ativado, a purificação por osmose inversa seguido por polimento por resina de troca iônica.

Duração média: 6 meses



0003 BIOPAK FILTRO FINAL P/ MILLI-Q SIMPLICITY DIRECT-Q MILLIPORE
PRODUÇÃO ÁGUA APIROGENICA E LIVRE BACTÉRIAS DNase E RNase

A unidade de BioPak® é um cartucho de ultrafiltração descartável tipicamente usado em cultura de células, bioquímica ou aplicações de biologia molecular. Pode ser instalado na saída de sistemas de purificação de água Tipo I, tais como o Milli-Q®, Direct-Q®, Simplicity® ou Synergy, para produzir pirogenia e água ultrapura livre de nucleases, durante um período de até três meses.

O cartucho é composto por fibras ocas polissulfona em um invólucro de ABS branco. O BioPak membrana de ultrafiltração é projetado para otimizar a rejeição de pirogênicos, nucleases e bactérias, mantendo um alto fluxo e minimização da emissão de materiais iônicos e orgânicos.

Os principais benefícios:

Ligação direta a todos os sistemas de água tipo Merck Millipore;

Produção de água apirogênica (<0,001 UE / mL);

Água livre de RNase água (<0,01 ng / mL) e DNase livre (<4 pg / mL) de produção;

Método seguro, que elimina a necessidade de tratar a água com DEPC;

Cliente: 130-FUND. UNIVERSIDADE FED. CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE **CNPJ/CPF:** 92.967.595/0001-77 **Vendedor:** VI - TAIS DAMIAN
Endereço: RUA SARMENTO LEITE-245 **Bairro:** BOM FIM **E-mail:** vendas06@pro-analise.com.br
Cidade: PORTO ALEGRE **Estado:** RS **Telefone:**
PRÉVIA A/C: Márcia Rosângela Wink marciawink@yahoo.com.br

Produção livre de bactérias de água (<1 ufc / ml);
Garantia de resultados dentro das especificações para um mínimo de 90 dias
de uso;
Livre de manutenção.

