

Tele vendas : 0800-033-0395
SAC : 11 97036-1586 (<https://api.whatsapp.com/send?phone=5511970361586>)

Ver todos

(<https://www.instagram.com/oficialbcmec/>) (<https://www.facebook.com/oficialbcmec/>)

Bem vindo visitante,
[cadastre-se](#) ou [faça seu login](#)

Encontre aqui o produto que está procurando.

Pague em 2 cartões

Entregas para todo o Brasil
Política de frete grátis ([/pagina/politica-de-frete-gratis](#))

Parcela em até 12x

Financiamento em até 72x

Descontos em pagamento à vista

[Home](#) / [Eletroterapia](#) / [Equipamentos de Eletroestimulação](#) / [Aparelho Corrente Russa](#) / Neurodyn - Multicorrentes 9 em 1- Ibramed

Neurodyn - Multicorrentes 9 em 1- Ibramed

★★★★★ (1 Avaliação)

SKU.: IB10002027

Fabricante: [IBRAMED](#)

([/marcas/ibramed](#))

O equipamento Neurodyn da Ibramed reúne as tecnologias necessárias para a estimulação neuromuscular transcutânea em tratamentos de reabilitação. Com + ver mais

prev



next

De: ~~R\$ 2.690,00~~
Por: R\$ 2.468,00
R\$ 2.344,60 à vista

12x de R\$ 205,67 sem juros no cartão

[Ver todas as formas de pagamento](#)

<https://www.bcmec.com.br/checko>
[idd=2440-0-0-0-1](#))

Fale com um de nossos consultores

%A1%2C%20%EF%BB%BFestou%20v
20e%20gostaria%20de%20ser%20atendi

SITE BLINDADO
RUOTRDO E11 03-JUN.
<https://www.siteblindado.com/consumidor/s>
[indado/?](#)
[nguage1=pt&hostname=www.bcmec.com](#)

Adicionar à Lista de Desejos

Consulte o frete

Digite seu CEP

[Não sei meu CEP](#)
(<http://www.busacep.correios.com.br>)

4,5/5 Loja avaliada por 1699 clientes
O Selo Loja Confiável Yourviews garante a opinião de clientes que realizaram suas compras nesta loja. Clique aqui e veja as opiniões.
(<https://www.lojaconfiavel.com/bcmec>)

As pessoas também estão comprando



COMBO
GORDURA LOCALIZADA



Clicando em "Aceito todos os Cookies", você concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo para melhorar a experiência e navegação no site.

10% off
Aceitar todos
Preferências

★★★★★ (1)



10% off

★★★★★



10% off

Fale com nossos Consultores aqui!

Tire suas dúvidas aqui!

Neurodyn 10 Canais - Plataforma Completa De Eletroestimulação Para Estética E Reabilitação - Ibramed	Combo Gordura Localizada - Neurodyn 10 Canais + Sonofocus + Modellata - IBRAMED	Novo Stimulus-R Completa plataforma de eletroestimulação 10 canais - HTM	Novo Stimulus Physio 4 Canais Gerador de correntes excitomotoras - HTM	Novo Stimulus Physio Maxx Completo gerador de correntes Excitomotoras - HTM
(/neurodyn-10-canais-plataforma-completa-de-eletroestimulacao-para-estetica-e-reabilitacao-ibramed)	(/combo-gordura-localizada-neurodyn-10-canais-sonofocus-modellata-ibramed)	(/novo-stimulus-r-completa-plataforma-de-eletroestimulacao-10-canais-htm)	(/novo-stimulus-physio-4-canais-gerador-de-correntes-excitomotoras-htm)	(/novo-stimulus-physio-maxx-completo-gerador-de-correntes-excitomotoras-htm)
R\$ 3.125,50 à vista 12x de R\$ 274,17 sem juros no cartão	R\$ 17.265,00 à vista 12x de R\$ 1.438,75 sem juros no cartão	R\$ 3.951,00 à vista 12x de R\$ 365,83 sem juros no cartão	R\$ 1.161,00 à vista 12x de R\$ 107,60 sem juros no cartão	R\$ 2.421,00 à vista 12x de R\$ 224,17 sem juros no cartão
COMPRAR	COMPRAR	COMPRAR	COMPRAR	COMPRAR

Descrição

O equipamento Neurodyn da Ibramed reúne as tecnologias necessárias para a estimulação neuromuscular transcutânea em tratamentos de reabilitação. Com um tamanho compacto, o aparelho oferece as correntes: TENS, FES, Russa, Aussie, Interferencial bipolar e tetrapolar, Microcorrente, Polarizada e High Volt, onde pode-se realizar estímulos de analgesia, neurológicos e de fortalecimento dos músculos, através de quatro canais de saída independentes e possibilidade de protocolos programados ou de personalização particular. Assim, o Neurodyn possui as características que você precisa em um eletroestimulador para atendimentos em cabine.

Registro ANVISA: 10360310001

DIFERENCIAIS E BENEFÍCIOS

- **Versatilidade:** Todas as correntes presentes nesse equipamento, possibilitam uma gama de tratamentos que abarcam procedimentos da estética e reabilitação de pós-operatórios, tratamento de inflamações, dores e estímulos neuromusculares.
- **Segurança:** Este equipamento possui um modelo de tratamento não-invasivo que não gera a dependência do paciente e nem efeitos colaterais;
- **Praticidade:** Tenha acesso a 54 protocolos pré-programados e oferece a possibilidade de inserção de mais 20 protocolos particulares;

INDICAÇÕES

Corrente Aussie

- Celulite;
- Tonificação e fortalecimento muscular;
- Combate a flacidez;
- Estímulo da circulação sanguínea;
- Aumento da circulação linfática;

Corrente Russa

- Estímulo muscular;
- Tratamento de atrofia;
- Fortalecimento de abdominais, glúteos e pernas;
- Aumento da força e resistência;

Corrente FES (Estimulação Elétrica Funcional)

- Tensão e contração muscular;
- Espasmos musculares;
- Bloqueio e rigidez articular;
- Tratamento de cicatrizes;
- Redução de inchaço local;

Corrente TENS (Neuroestimulação Elétrica Transcutânea):

- Dor crônica
- Dores musculares;
- Dor pós-cirúrgica;
- Dor no ciático;
- Entorses e luxações;
- Estímulo da circulação sanguínea;

Interferencial Tetrapolar

- Alívio de dor crônica;
- Alívio de dor aguda;
- Estímulo do movimento;
- Relaxamento muscular;
- Estímulo da circulação sanguínea local;

Interferencial Bipolar

- Reeducação muscular;
- Estímulo do movimento;
- Alívio de dor crônica;
- Alívio de dor aguda;

Microcorrente

- Processo de cicatrização de feridas, úlceras ou lesões agudas;
- Redução de edema;
- Alívio de dor aguda;
- Estímulo da circulação sanguínea local;

Polarizada

- Drug delivery - permeação de elívos via iontoforese;
- Estímulo da circulação sanguínea;

Clicando em "Aceito todos os Cookies", você concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo para melhorar a experiência e navegação no site.

Aceitar todos

Preferências

Tire suas dúvidas aqui!

Fale com nossos Consultores aqui!

Corrente Pulsada High Volt

- Processo de cicatrização de feridas ou úlceras;
- Controle de processos inflamatórios;
- Prevenção de atrofia muscular.
- Alívio de dor aguda;
- Redução de edema;
- Relaxamento muscular;
- Drug delivery - permeação de ativos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Voltagem: Bivolt automático;
- Peso: 2,5 Kg;
- Dimensões: 31,5 x 37 x 12,5 cm (C x L x A)

Aussie:

- Modo de operação: contínuo, sincronizado, recíproco e sequencial;
- Intensidade: de 0 a 140 mA;
- Frequência portadora: de 01 a 4 KHz;
- Corrente TENS
- Modo de operação: sincronizado e recíproco;
- Intensidade: de 0 a 250 mA;
- Frequência: de 0,5 a 250 Hz;
- Pulso: de 50 a 500µs;

Corrente FES

- Modo de operação: sincronizado e recíproco;
- Intensidade: de 0 a 250 mA;
- Frequência: de 0,5 a 250 Hz;
- Pulso: de 50 a 500µs;

Corrente Russa

- Modo: contínuo, sincronizado, recíproco;
- Intensidade: de 0 a 250 mA;
- Frequência: 50 Hz;
- Burst: de 10 a 100 Hz;

Interferencial Tetrapolar e Bipolar

- Modo de operação: Sincronizado e recíproco
- Intensidade: 1 a 140 mA;
- Frequência: 1, 2, 4 e 10 KHz

Microcorrente

- Modo de operação: positivo, negativo e alternada;
- Intensidade: até 990 mA
- Frequência: 15 KHz;

Polarizada

- Modo de operação: positivo e negativo;
- Intensidade: até 30 mA
- Frequência: 15 KHz;

Corrente Pulsada High Volt

- Modo de operação: Contínuo ou pulsado;
- Intensidade: até 400V;
- Frequência: 1 a 250 Hz

ITENS INCLUSOS

- 01 Neurodyn - Multicorrentes - Ibramed
- 01 kit de cabo azul e verde com duas vias;
- 01 kit de cabo preto e laranja para eletroestimulação com duas vias cada;
- 01 kit garra jacaré laranja e preto;
- 01 Cabo high volt;
- 08 Eletrodo condutivo de borracha (5x3 cm);
- 08 Eletrodo condutivo de borracha (5x5 cm);
- 04 Cinta fixadora para eletrodos;
- 04 Placas de alumínio (8 x 7 cm);
- 02 Placas de alumínio (7,5 x 14 cm);
- 04 Eletrodo esponja (9,5 x 8,5 cm);
- 02 Eletrodo esponja (8 x 15 cm)
- 01 manual de operações digital;
- 01 fusível 20AG de 5A;
- 01 bisnaga gel RMC, 100g;
- 01 Cabo de alimentação;


Garantia: 18 meses



Clicando em "Aceito todos os Cookies", você concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo para melhorar a experiência e navegação no site.

Aceitar todos

Preferências



Tire suas dúvidas aqui!



Jobson C.

Compra Verificada

★★★★★ • 6 dias atrás

O produto é maravilhoso, os vendedores muito atencioso e a entrega muito rápida!

✓ Sim, recomendaria este produto a um amigo

0 0

Compartilhar...

Escrever avaliação...

Tem alguma dúvida sobre este produto? Pergunte ao lojista e a outros compradores!

Pergunte sobre o produto, como utilizá-lo ou peça alguma dica

Enviar pergunta



Ana D. • 7 meses atrás • 0

Bom dia ,vcs dão treinamentos.

Responder

BCMED • 7 meses atrás • 0

Olá @Ana de Souza Jorge damas, tudo bem? Sim, é passado treinamento técnico do manuseio do equipamento. Atenciosamente, Equipe BCMED (11) 4502-1157 ou mande um WhatsApp (11) 99913-4744

0



Lais R. • 6 meses atrás • 0

Esse aparelho faz eletrolipólise?

Responder


BCMED • 6 meses atrás • 0

Olá @Lais Rangel, tudo bem? Sim ele possui essa indicação. Atenciosamente, Equipe BCMED (11) 4502-1157 ou mande um WhatsApp (11) 99913-4744

0



(<https://www.ablec.com.br/portfolio/bcmed-2/>)



(<https://confi.com.vc/lojas-confiaveis/detalhes?id=104350>)



(<https://abcomm.org/certificado.php?url=bcmed.com.br>)



(<https://www.lojaconfiavel.com/bcmed>)



(<https://www.siteblindado.com/consumidor/selo-blindado/?language1=pt&hostname=www.bcmed.com.br>)



de 70 MIL CLIENTES atendidos

Formas de pagamento

Clicando em "Aceito todos os Cookies" você concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo para melhorar a experiência e navegação no site.



WhatsApp



Fale com nossos Consultores aqui!

Tire suas dúvidas aqui!

Categorias

[Eletoterapia \(/aparelhos-eletoterapia/\)](/aparelhos-eletoterapia/) [Uso Pessoal \(/uso-pessoal/\)](/uso-pessoal/)[Fototerapia Laser e LED \(/aparelhos-eletoterapia/fototerapia-laser-e-led/\)](/aparelhos-eletoterapia/fototerapia-laser-e-led/) [Eletrolifting \(/aparelhos-eletoterapia/eletrolifting/\)](/aparelhos-eletoterapia/eletrolifting/)[Cosméticos \(/cosmeticos/\)](/cosmeticos/)[Biossegurança \(/biosseguranca/\)](/biosseguranca/)[Lipocavitação \(/aparelhos-eletoterapia/lipocavitacao-para-estetica/\)](/aparelhos-eletoterapia/lipocavitacao-para-estetica/)[Peeling Ultrassonico \(/aparelhos-eletoterapia/peeling-ultrassonico/\)](/aparelhos-eletoterapia/peeling-ultrassonico/)[Estética \(/estetica/\)](/estetica/)[Fisioterapia \(/fisioterapia/\)](/fisioterapia/)[Massagem \(/massagem/\)](/massagem/)[Maleta Facial \(/aparelhos-eletoterapia/maleta-facial/\)](/aparelhos-eletoterapia/maleta-facial/)[Móveis Clínicos \(/moveis-clinicos/\)](/moveis-clinicos/)[Acupuntura \(/acupuntura/\)](/acupuntura/)[Manta Térmica \(/manta-termica/\)](/manta-termica/)[Vacuoterapia e Endermologia \(/aparelhos-eletoterapia/vacuoterapia-e-endermologia/\)](/aparelhos-eletoterapia/vacuoterapia-e-endermologia/)[Aparelhos de Estética \(/estetica/aparelhos-de-estetica/\)](/estetica/aparelhos-de-estetica/)[Luz Intensa Pulsada \(/aparelhos-eletoterapia/luz-intensa-pulsada/\)](/aparelhos-eletoterapia/luz-intensa-pulsada/)[Canetas Diamantadas \(/estetica/canetas-diamantadas/\)](/estetica/canetas-diamantadas/)[Radiofrequência \(/aparelhos-eletoterapia/radiofrequencia-para-estetica/\)](/aparelhos-eletoterapia/radiofrequencia-para-estetica/)[Carboxiterapia \(/aparelhos-eletoterapia/carboxiterapia/\)](/aparelhos-eletoterapia/carboxiterapia/)

Central de atendimento

Teleendas e Sac:

(11) 4502-1157

0800-033-0395

WhatsApp (11) 99913-4744

WhatSAC (11) 97036-1586

Horário de Atendimento:

Segunda à sexta 08:00 - 18:00

Sab - 09:00 às 12:00

Outros Telefones

Rio de Janeiro (21) 3094-5044

Belo Horizonte (31) 3268-4688

Curitiba (41) 3211-1771

Foz do Iguaçu (45) 3523-3446

Porto Alegre (51) 3303-2463

Campinas (19) 3014-8833

Tire suas
dúvidas[Quem somos \(/pagina/quem-somos/\)](/pagina/quem-somos/)[Perguntas frequentes \(/pagina/perguntas-frequentes/\)](/pagina/perguntas-frequentes/)[Política de Privacidade \(/pagina/politica-de-privacidade/\)](/pagina/politica-de-privacidade/)[Trocas e Devoluções \(/pagina/politica-de-troca-e-devolucao/\)](/pagina/politica-de-troca-e-devolucao/)[Segurança e Privacidade \(/pagina/politica-de-seguranca-e-privacidade/\)](/pagina/politica-de-seguranca-e-privacidade/)[Política de frete grátis \(/pagina/politica-de-transporte/\)](/pagina/politica-de-transporte/)[Política de frete grátis \(/pagina/politica-de-transporte/\)](/pagina/politica-de-transporte/)[Política de frete grátis \(/pagina/politica-de-transporte/\)](/pagina/politica-de-transporte/)[Política de frete grátis \(/pagina/politica-de-transporte/\)](/pagina/politica-de-transporte/)[Política de frete grátis \(/pagina/politica-de-transporte/\)](/pagina/politica-de-transporte/)[Política de frete grátis \(/pagina/politica-de-transporte/\)](/pagina/politica-de-transporte/)[Política de frete grátis \(/pagina/politica-de-transporte/\)](/pagina/politica-de-transporte/)[Política de frete grátis \(/pagina/politica-de-transporte/\)](/pagina/politica-de-transporte/)[Política de frete grátis \(/pagina/politica-de-transporte/\)](/pagina/politica-de-transporte/)[Política de frete grátis \(/pagina/politica-de-transporte/\)](/pagina/politica-de-transporte/)

Enviar e-mail

falecom@bcmed.com.br

Siga nas redes sociais:

<https://www.linkedin.com/company/bcmed-equipamentos---estetica-&-medicina/><https://www.youtube.com/BcmedBrEquipamentos><https://api.whatsapp.com/send?phone=5511999134744&>

Clicando em "Aceito todos os Cookies", você concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo para melhorar a experiência e navegação no site.

Aceitar todos

[Preferências](#)Fale com nossos
Consultores aqui!

Tire suas dúvidas aqui!

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet e podem variar na loja física. Nos reservamos no direito de erros de digitação. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados. Imagens meramente ilustrativas e de uso exclusivo da BCMED, não podendo ser utilizadas por terceiros sem prévia e expressa autorização para veiculação em qualquer mídia. Ressaltamos que o uso indevido de quaisquer imagens da BCMED está sujeito às sanções cabíveis, previstas na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que protege os direitos autorais no Brasil.


A inclusão de um produto no carrinho não garante seu preço e estoque. Em caso de variação, prevalecerá o preço vigente na finalização da compra.

CNPJ: 36.761.983/0001-26 Inscrição Estadual: 08365086-5 YAD Produtos e Equipamentos para a Saúde Ltda
011 4502-1157 São Paulo - 019 3014-8833 Campinas - 021 3094-5044 Rio de Janeiro - 031 3268-4688 Belo Horizonte - 051 3303-2463 Porto Alegre - 041 3211-1771 Curitiba.
Todos os direitos reservados.

© BCMED 2020 - Todos os direitos reservados.

[wap.store](#) [\(https://www.wapstore.com.br/\)](https://www.wapstore.com.br/) [agência delucca](#) [\(https://www.agenciadelucca.com.br/\)](https://www.agenciadelucca.com.br/)

ad



WhatsApp

Clicando em "Aceito todos os Cookies", você concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo para melhorar a experiência e navegação no site.

Aceitar todos

[Preferências](#)

Fale com nossos
Consultores aqui!

Tire suas dúvidas aqui!