


[Casa](#) ▶ [Comprar todos os produtos](#) ▶

Invitrogen™

MagnaRack™ Magnetic Separation Rack

Catalog number: CS15000Related applications: [DNA Extraction](#)[Technical Support](#) | [Customer Service](#)**Catalog Number** CS15000**O tamanho da unidade** 1 cada**Preço (BRL)** Preço: 3.103,40
Seu preço: [Entrar](#) ⓘ**Disponibilidade** ⓘ*****Quantidade**[Salvar na lista](#)[Adicionar ao carrinho](#)

magnética e um rack de tubos removível. O suporte de tubos pode conter até 24 tubos de microcentrífuga de 1,5 mL. O rack de tubos se encaixa na estação base magnética em duas posições diferentes, associando a linha de 12 ímãs de neodímio com uma única linha de 12 tubos para processamento de amostras simples e fácil 'no ímã' e 'fora do ímã'.

Apenas para uso em pesquisa. Não deve ser usado em procedimentos de diagnóstico.

Especificações

Para uso com (equipamento)	Separador Magnético MagnaRack™
Condição de envio	Temperatura do quarto
Linha de produto	MagnaRack™
Quantidade	1 cada
Modelo	Rack de Separação Magnética

Conteúdo e armazenamento

Armazenar em temperatura ambiente

Figuras

