



o que procura hoje?



Confira Nosso
Saldão



tudo
com
até **50%**
DE DESCONTO



28%
OFF

Skim Milk (Sm) Pó, Frasco Com 500 Gramas, Mod.: M530-500G (Himedia)

Disponibilidade: Disponível em 90 dias úteis

OPINIÕES

Na compra desse produto ganhe **5 Pontos**

De R\$ 353,86 **R\$ 253,65**

R\$ 226,51 à vista com desconto Depósito Bancário ou 12x de R\$ 26,19 com juros Cartão Visa - Vindi

[Mais informações](#)

1

COMPRAR

ADICIONAR AOS FAVORITOS

Calcular frete:

90050-170

OK

Forma de Envio:

Valor:

Prazo:

Entrega econômica 1

R\$ 24,45

Prazo de entrega: 93 a 95 dias úteis. Caso você não concorde solicite uma avaliação de redução do valor de frete no CHAT.

Entrega econômica 2

R\$ 29,83

Prazo de entrega: 96 dias úteis. Caso você não concorde uma avaliação de redução do valor de frete no CHAT.

Entrega expressa 2

R\$ 38,99

Prazo de entrega: 91 dias úteis. Caso você não concorde uma avaliação de redução do valor de frete no CHAT.

Entrega expressa 1

R\$ 58,79

Prazo de entrega: 91 dias úteis. Caso você não concorde uma avaliação de redução do valor de frete no CHAT.

Sedex

R\$ 43,20

Prazo de entrega: 92 dias úteis. Caso você não concorde uma avaliação de redução do valor de frete no CHAT.

Digite a sua mensagem!

Os operadores estão online!

Chat desenvolvido por que ainda não temos todos os produtos que trabalhamos cadastrado aqui no site, então se não encontrar o que precisa, só me procurar que verifico. Qualquer dúvida estou a disposição.

Como faço uma compra?

Há descontos para pgto à vista?

Como faço um Orçamento?

Digite sua mensagem

Descrição Geral

MARCA: HIMEDIA - MODELO: M530-500G – PRODUTO: Skim Milk (SM) Pó, Frasco com 500 gramas

APLICAÇÃO: Recomendado para o cultivo de organismos lácteos e diferenciação de espécies de *Clostridium*.

COMPOSIÇÃO:

Ingredientes Gr/L

Skim Milk (SM) em pó: 100.000

** Fórmula ajustada, padronizada para se adequar aos parâmetros de desempenho**

PRINCÍPIO E INTERPRETAÇÃO:

O Skim Milk em pó é usado para a demonstração de coagulação e proteólise de caseína. É usado às vezes como um meio completo ou como ingrediente em outros meios para a propagação de organismos que ocorrem em produtos lácteos, como *Mycobacterium tuberculosis*, *Corynebacterium diphtheriae* etc. A adição de SM em pó a qualquer meio rico em nutrientes cria condições favoráveis para o crescimento de organismos, que são encontrados no leite. O número de bactérias isoladas é mais do que o número de organismos isolados em meio regular. Bactérias proteolíticas hidrolisam caseína para formar compostos nitrogenados solúveis indicados como zona clara ao redor das colônias no meio agar. Zonas mais claras são vistas no ágar de leite se, as bactérias produzem ácido a partir de carboidratos do meio. No caso de SM em pó, os organismos proteolíticos hidrolisam e formam uma solução límpida com a precipitação na parte inferior do tubo. O SM pó serve como o propósito.

TIPO DE AMOSTRA: Amostras de alimentos e laticínios

CONTROLE DE QUALIDADE:

aparência: Pó de fluxo livre homogêneo na cor branco a creme.

clareza do meio preparado: A solução opalescente de cor branca em tubos

ista da Cultura: Características da cultura observadas após uma incubação a 35-37°C durante 18-24 horas.

AZENAMENTO: Armazenar entre 10-30°C em um recipiente bem fechado e o meio preparado a 15-25°C. Use antes da data de expiração do produto. Após aberto, o produto deve ser enado adequadamente a seco, a fim de evitar a formação de grumos.

STRO ANVISA: NÃO PASSÍVEL DE REGISTRO

SENTAÇÃO / EMBALAGEM: Frasco com 500 gramas

Ficha técnica

Código	M530-500G
Marca	HIMEDIA

Produtos Relacionados

28% OFF

Skim Milk (SM) Pó, Frasco Com 500 Gramas, Mod.: M530-500G (Himedia)

28% OFF

D(-)-Sorbitol, Pó, Frasco Com 500 Gramas, Mod.: Grm109-500G (Himedia)

Digite a sua mensagem!

Os operadores estão online!

Chat desenvolvido por que ainda não temos todos os produtos que trabalhamos cadastrado aqui no site, então se não encontrar o que precisa, só me procurar que verifico. Qualquer dúvida estou a disposição.

Como faço uma compra?

Há descontos para pgto à vista?

Como faço um Orçamento?