

Bandagem Funcional Elástica Kinesio Taping 5mx5cm DERMATAPE (Lilás E ROSA)



Descrição do produto

O que é, para que serve e quais as vantagens da bandagem funcional elástica DERMATAPE?

Indicações

A bandagem funcional elástica DERMATAPE é uma fita adesiva elástica com tecido especial e ondulado que se adapta as articulações do corpo humano. Sua função é auxiliar na recuperação de lesões esportivas, tais como distensões, entorses, edemas e espasmos musculares através da sua ação firme e compressiva. A bandagem funcional possibilita uma movimentação sem limitações, além disso, pode ser utilizada por pessoas de diversas idades, incluindo mulheres grávidas, no tempo que for necessário para a recuperação de lesões.

Composição

Confeccionada em 95% de algodão e 5% de elastano.
Quais os benefícios da bandagem funcional elástica DERMATAPE?

Diferenciais e benefícios

- Auxilia na recuperação de lesões esportivas;
- Estica até 50% do seu tamanho (ex: um pedaço de 10 cm, estique até cerca de 15 cm);
- Pode ser cortada em tamanhos e formatos menores;
- Pode ser utilizada em diversos sentidos conforme a região e o tipo de lesão;
- Leve e super fina;
- Estica em duas direções;
- Fácil de cortar;
- Livre de látex;

- Permeável ao ar e umidade;
- Adesivo hipoalergênico;
- Cola acrílica (acrilato eudérmico);
- Aderência resistente a água;
- Disponível na cor lilás;
- Tamanho 5mx5cm.

Como usar a bandagem funcional elástica DERMATAPE?

Modo de Usar

1. Limpe a lesão conforme os procedimentos normais;
2. Selecione o material curativo adequado;
3. Prepare e limpe a pele ao redor da lesão, removendo bem toda a umidade, loções e/ou cremes;
4. Não estique a fita ao aplicar;
5. Aplique a fita apenas sobre a pele seca e limpa;
6. Remova a fita na direção do pelo;
7. Não remova a fita bruscamente;
8. Para uma aplicação correta, consulte um especialista em bandagem elástica funcional.

Itens inclusos

01 Bandagem funcional elástica kinesio taping 5 metros x 5 cm cor lilás DERMATAPE.

Altura da embalagem (cm)

10,50

Largura da embalagem (cm)

7,50

Profundidade da embalagem (cm)

5,50

Peso bruto com embalagem (Kg)

0,099

Higiene e Conservação

- Conservar fora do alcance de crianças e dos animais domésticos;
- Armazenar em local seco, fresco e protegido de luz, calor excessivo e da umidade;
- Conservar na embalagem original;
- Consultar o manual de instruções inclusas junto ao produto para mais informações;
- Produto de uso único.

Contraindicações

- Interromper o uso caso a pele fique irritada ou ferida (faça as possíveis reações alérgicas);
- Não usar em ferida aberta ou em área de sangramento;
- Não utilizar caso a embalagem estiver violada, rasgada ou molhada;
- Não utilizar a embalagem para outros fins;
- Não reutilizar a embalagem vazia;
- Não utilizar após prazo de validade vencido.

Garantia

3 meses

Registro ANVISA/M.S. 10410130038

EAN 0705333487978

ITEM 16 CANELEIRA COM PESO



Especificações Técnicas

- Tornozeleira - Par – com Peso - Arktus;
- Material: nylon e areia;
- Vendido aos pares;
- Fecho ajustável em velcro;
- Cor: azul;
- Pesos Disponíveis:
- 500 g (cada);
- 01 Kg (cada);
- 02 Kg (cada);
- 03 Kg (cada);
- 04 Kg (cada);
- 05 Kg (cada).

ITEM 34

COMPRESSA BANHO 35X45 PACT COM 50 UNI

Informações do Produto

Compressa para Banho MelhorMed 35x45cm com 50 Unidades Não Estéril

100% Algodão;

4 camadas;

Não Estéril;

Uso único;

Pode ser utilizado para limpezas em geral;

Não contém substâncias que provoquem reações adversas;

Validade de 5 anos após data de fabricação (impressa na embalagem).

Registro na ANVISA: ISENTO



Item 43

Kit Monofilamento Estesiômetro Neurologico Ortopedico BALLKE



Os monofilamentos são instrumentos utilizados no diagnostico e avaliação de lesões sensoriais em todo o corpo, possibilitando mensurar a gravidade por meio da sensibilidade da pele. O kit conta também com filamentos "Semmes-Weinstein" mais indicados para detectar alterações funcionais nos pés e na mãos.

Ideal para:

Indicações

- Ortopedia;
- Neurologia;
- Traumatologia;
- Oncologia;
- Dermatologia;
- Clinico geral;
- Saúde publica;
- Fisioterapia;
- Terapia Ocupacional.

- Utilizados no diagnostico e avaliação de lesões sensoriais em todo o corpo;

Diferenciais e benefícios

- Possibilitam mensurar a gravidade por meio da sensibilidade da pele;

- Kit acompanha filamentos: permitem detectar alterações funcionais nos pés e na mãos.

01 Kit monofilamento estesiometro neurologico BIO-TEK, com:

Itens inclusos

- Conjunto de monofilamentos de nylon, em seis diâmetros calibrados para exercer forças específicas, entre 0,05g e 300g, quando aplicados sobre a pele;

- Verde: nominal 0,05g;
- Azul: nominal 0,2g;
- Violeta: nominal 2,0g;
- Vermelho escuro: nominal 4,0g;
- Laranja: nominal 10,0g;
- Vermelho magenta: nominal 300g.

Altura do produto (cm)	11,50
Largura do produto (cm)	7,00
Profundidade do produto (cm)	1,00
Peso líquido (Kg)	0,030
Altura da embalagem (cm)	11,50
Largura da embalagem (cm)	7,00
Profundidade da embalagem (cm)	1,00
Peso bruto com embalagem (Kg)	0,030
Higiene e Conservação	Os filamentos devem ser limpos com alcool e nao podem ser deixados de molho.
Garantia	3 meses
Registro ANVISA/M.S.	Isento.

Item 76

Carci Bean - 30x60cm



Sobre o produto

O Carci Bean é uma bola tipo feijão que atua como excelente recurso nos treinos que envolvem condicionamento físico, coordenação motora, equilíbrio, alongamento, relaxamento e fortalecimento muscular e, principalmente, em casos de pacientes que necessitam de reabilitação neurológica.

Especificamente a bola feijão, foi criada a partir da ideia de variar a execução dos exercícios na bola suíça fazendo uso apenas de um movimento (frente e trás), limitando a amplitude e plano de movimento, tornando a forma de execução dos exercícios mais segura já que a bola suíça é contra-indicada em casos de problemas vestibulares e de coordenação.

Assim como a bola suíça, além de trazer enormes benefícios para a saúde física, também trabalha a vertente emocional e motivacional por ser um equipamento que diverte e convida o aluno a desafiar-se.

- Portáti
- Utilizada com êxito em boa parte do repertório de exercícios de pilates e neurologia
- Produto vinílico, atóxico, inflável
- Suporta até 200kg
- Cor: vermelha

Item 77

Carci Bean - 55x80cm



Sobre o produto

O Carci Bean é uma bola tipo feijão que atua como excelente recurso nos treinos que envolvem condicionamento físico, coordenação motora, equilíbrio, alongamento, relaxamento e fortalecimento muscular e, principalmente, em casos de pacientes que necessitam de reabilitação neurológica.

Especificamente a bola feijão, foi criada a partir da ideia de variar a execução dos exercícios na bola suíça fazendo uso apenas de um movimento (frente e trás), limitando a amplitude e plano de movimento, tornando a forma de execução dos exercícios mais segura já que a bola suíça é contra-indicada em casos de problemas vestibulares e de coordenação.

Assim como a bola suíça, além de trazer enormes benefícios para a saúde física, também trabalha a vertente emocional e motivacional por ser um equipamento que diverte e convida o aluno a desafiar-se.

- Portátil
- Utilizada com êxito em boa parte do repertório de exercícios de pilates e neurologia
- Produto vinílico, atóxico, inflável
- Suporta até 200kg
- Cor: laranja

Item 105, 107 e 108

Seringa Hipodérmica Sem Agulha | Luer Lock E SLIP(com bico central)

Dispositivo descartável, composto de um cilindro e um êmbolo, desenvolvido para a aspiração e aplicação de líquidos e/ou medicamentos pelas vias hipodérmicas.

Estéril – ETO, é atóxica e apirogênica. Lubrificada com silicone, reduz a pressão e permite movimento suave do êmbolo.

Além disso, possui:

- Corpo transparente: permite a visualização nítida do fluído aspirado;
- Anel de retenção: impede o desprendimento do êmbolo;
- Escala volumétrica demarcada em mililitros.
- Tamanhos disponíveis
- 3ml 5ml 10ml 20ml 60ml



Item 106

Seringa Slip com 50 Unidades DESCARPACK (20ml-Sem-Agulha)



Descrição do produto

Indicações	Desenvolvida para aplicação de medicamentos pelas vias hipodérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa, em hospitais, clínicas, laboratórios e farmácias.
	- Esteril;
Diferenciais e benefícios	- Fabricada em polipropileno incolor;
	- Corpo transparente, permite a visualização do nível do medicamento;
Itens inclusos	- Siliconada;
	Cilindro com anel de ;
Altura da embalagem (cm)	- Atóxica e Apirogênica.
	01 Caixa de seringa bico luer slip sem agulha com 50 unidades no tamanho 20ml DESCARPACK.
Largura da embalagem (cm)	16,00
Profundidade da embalagem (cm)	39,00
Peso bruto com embalagem (Kg)	7,00
	0,675

Higiene e Conservação	Manter em ambiente limpo, protegido de umidade e luz solar.
Garantia	3 meses
Registro ANVISA/M.S.	10330669025

Item 130

Torneira 3 Vias Descarpack

Desenvolvida para aplicação de diversos medicamentos em terapias intravenosas contínuas e intermitentes, sendo um duplicador do acesso venoso.

- Fabricada em policarbonato
- Estéril
- Atóxica e apirogênica
- Conecta e controla o direcionamento de fluxo de soluções de 3 linhas distintas
- Corpo transparente
- Manípulo gira 360° e serve de oclisor e direcionar de fluxo
- Descartável e de uso único



Modelo	Código	Quant. Cartucho	Quant. Caixa Máster
Luer Lock	0381201	50 unidades	3.000 unidades