

NOVO

CADASTRADO NA
ANVISA



COPEL67

Curativo filme transparente
versão liso 6x7cm cx/50.
Emb. Máster: 20 caixas.

COPEL79

Curativo filme transparente
versão liso 7x9cm cx/50.
Emb. Máster: 20 caixas.

COPEL1012

Curativo filme transparente
versão liso 10x12cm cx/50.
Emb. Máster: 24 caixas.

COPEL1025

Curativo filme transparente
versão liso 10x25cm cx/50.
Emb. Máster: 24 caixas.

VERSÕES EM ROLO

COPER510

Curativo filme transparente
versão rolo 5cmx10m.
Emb. Máster: 30 rolos.

COPER1010

Curativo filme transparente
versão rolo 10cmx10m.
Emb. Máster: 30 rolos.

COPER1510

Curativo filme transparente
versão rolo 15cmx10m.
Emb. Máster: 30 rolos.

Finalidade: Utilizado para fixação de cateteres intravenosos ou equipos, proteção de feridas e queimaduras na pele, prevenção de injúrias de pele causadas por atrito ou exposição contínua à umidade, proteção ocular durante procedimentos cirúrgicos e sobre feridas cirúrgicas limpas e fechadas.