



O que deseja procurar?




 Precisa de Ajuda?
Atendimento

 Minha Conta
Acessar

 0

Todas CategoriasModelos AnatômicosSimuladoresMicroscópiosEquipamentosMóveisRobóticaOfertasSemana da Enfermagem



Simulador para Punção Intraóssea Infantil
Marca: Anat+Enf Modelo: TGD-4069-O Disponibilidade: Imediata

[Seja o primeiro a opinar](#)

Disponibilidade: Imediata

R\$ 5.494,50
ou 12x de R\$ 457,88 Sem juros

- 1 +

COMPRAR

Comprar pelo Whats

Frete e prazo de entrega		90050-170	CALCULAR
Frete	Valor	Prazo de Entrega e Observações:	
Correios - Sedex	R\$ 50,45	3 dias úteis.	
JADLOG.PACKAGE	R\$ 95,33	7 a 8 dias úteis.	
JADLOG.COM	R\$ 100,85	6 a 7 dias úteis.	
Correios - PAC	R\$ 30,73	7 dias úteis.	

- Descrição Geral
- Garantia
- Formas de Pagamento
- Avaliações
- Imagens com Direitos Autorais

SIMULADOR DE PUNÇÃO INTRAÓSSEA INFANTIL, evidencia uma perna infantil para realizar treinamento de punção intraóssea em ossos, simulando punção de veia femoral. Modelo possibilita a simulação de pulso femoral, através do bombeamento da pera de ar. Além disso, o sistema também permite a simulação de punção venosa em veia femoral (sem refluxo de sangue). Simulador desenvolvido para treinamento e aperfeiçoamento de alunos e profissionais em cursos de medicina.

Composto por:

- Perna infantil para realizar treinamento de punção intraóssea em osso da tíbia, simular pulsação de artéria femoral e simular punção de veia femoral.

O modelo permite:

- Treinar técnica de punção intraóssea.
- Realizar punção venosa em veia femoral.
- Aferir pulso femoral.

Acompanha:

- Perna infantil para punção intraóssea;
- Bolsa de soro;
- Suporte de soro;
- Seringa 50 ml com agulha;
- Seringa 5 ml com agulha;
- Talco;

Envie-nos uma mensagem

Chat desenvolvido por


Deixe sua mensagem no formulário abaixo e nós lhe responderemos por e-mail!

Digite aqui

- ## Produtos relacionados



CADASTRE-SE >



Envie-nos uma mensagem

Chat desenvolvido por

Deixe sua mensagem no
formulário abaixo e nós lhe
responderemos por e-mail!